

Ambu® WhiteSensor 4560M

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Gel liquide hautement conducteur
- Forte adhésivité
- Support externe en mousse confortable
- Forme ergonomique

Ambu® WhiteSensor 4560M

L'électrode Ambu WhiteSensor 4560M est dotée d'un gel liquide fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitoring ECG de courte durée et les épreuves d'effort. Grâce au support

externe en mousse flexible et à la forme ergonomique, l'électrode offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel liquide



Support externe
en mousse

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (longueur x largeur en mm)	38 x 60
Dimensions du contact avec la peau (longueur x largeur en mm)	36 x 60
Surface adhésive (en mm ²)	1 260
Épaisseur, sans connecteur (en mm)	1
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel liquide
Surface du gel (en mm ²)	201
Surface du capteur (en mm ²)	79
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA - typique	65 Ω
Tension continue de polarisation - typique	1 mV
Tension résiduelle de défibrillation - typique	12 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation - typique	0,3 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	9 μV
Recueil tolérance courant	5 mV

Environnement	
Électrode sans PVC (en contact avec la peau)	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	Oui
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparente	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de conservation	
En sachet ouvert	30 jours
En sachet scellé*	24 mois

*à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode	
Biocompatible	Oui
Éponge	Polyester Polyuréthane réticulé
Support externe	Mousse de polyéthylène (PE)
Adhésif externe	Polyacrylate
Étiquette	Polyéthylène
Connecteur	Acier inoxydable
Élément supérieur	-
Langnette	Polyester (PET)

Conditionnement	
Sachet (feuilles externe/intermédiaire/interne)	Polyester (PET)/aluminium/polyfilm
Dimensions du sachet	210 x 240 mm
Carton intérieur	Carton ondulé
Dimensions du carton intérieur (Ext)	190 x 225 x 157 mm
Carton d'expédition	Carton ondulé
Dimensions du carton d'expédition (Ext)	793 x 393 x 235 mm
Conditionnement standard	
Nombre d'électrodes/plaquette	3
Nombre d'électrodes/sachet	60
Nombre d'électrodes/boîte	300
Nombre d'électrodes/carton d'expédition	3000
Attention	
Réservé à un usage unique	

Configurations disponibles*

Référence	
4560M	

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc - Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex
Tél. : +33 5 57 92 31 50
Fax : +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

Ambu BV

4, rue de la Presse
1000 Bruxelles
Belgique
Tél.: (32) 02 227 27 37
Fax: (32) 02 218 31 41
www.ambubel.be