

Dispositif de formation Powerheart® G5 AED Trainer

Un entraînement au sauvetage réaliste est la meilleure façon de se préparer. Le dispositif de formation Powerheart G5 AED Trainer est conçu pour reproduire fidèlement le fonctionnement du Powerheart G5 AED pour des formations efficaces et réalistes. Ce dispositif de formation simule différentes arythmies cardiaques et offre aux élèves l'occasion de positionner les électrodes de défibrillation, d'utiliser le DAE et de réaliser une RPC sur un mannequin. Les invites vocales claires et instructives et le métronome guident l'utilisateur lors du scénario de sauvetage. Les électrodes de formation réutilisables permettent aux formateurs de proposer des entraînements d'intervention sur adultes et sur enfants. (Le dispositif de formation n'administre pas de défibrillation ; il sert uniquement dans le cadre de la formation.)

Grâce au dispositif de formation Powerheart G5 AED Trainer, l'instructeur peut :

- Choisir parmi trois scénarios de sauvetage préprogrammés.
- Simuler des situations de sauvetage avec et sans administration de chocs.
- Utiliser l'appareil de RCP pour évaluer les performances vis-à-vis des directives relatives à la réanimation émises en 2010.
- Former les utilisateurs à la RCP à l'aide d'un métronome.
- Utiliser une télécommande pour modifier les conditions de sauvetage en cours de séance.
- Mettre le dispositif de formation en pause en cours de scénario afin de souligner un point important et reprendre au même point de la simulation.
- Montrer le fonctionnement du DAE automatisé et semi-automatisé.



Dispositif de formation
Powerheart G5 AED Trainer

Le dispositif de formation Powerheart G5 AED Trainer est alimenté par trois piles R14 (dispositif de formation) et deux piles AAA (télécommande).

Chaque kit de formation contient : (1) dispositif de formation, (1) jeu d'électrodes de formation pour adulte pour appareil de RCP, (1) télécommande et (1) CD en plusieurs langues contenant les manuels d'utilisation.

Dimensions du dispositif de formation (H x L x P) : 32 cm x 24 cm x 8 cm (12,5 po x 9,5 po x 3 po)

Dispositif de formation Powerheart G5 AED Trainer	XTRAED000A
Électrodes de formation réutilisables adultes	XTRPAD002A
Électrodes de formation réutilisables pédiatriques	XTRPAD003A
Patch autocollant raccords bananes	XTRPAD001A-500D
Sacoche de transport	XCAAED001A



Cardiac Science est un des leaders mondiaux dans le domaine des défibrillateurs automatisés externes (DAE) et des dispositifs de surveillance cardiaque à visée diagnostique. De par sa technologie et sa conception, le DAE Powerheart G5 franchit une nouvelle étape en termes de fiabilité, de facilité d'utilisation et d'efficacité. Aucun autre DAE ne conjugue les fonctionnalités avancées du Powerheart G5, à savoir : tests automatiques Rescue Ready, énergie variable croissante, fréquence de chocs rapide et informations en temps réel sur la RCP.