

Mannequin de simulation d'accouchement



Caractéristiques principales

- Simulation de résistance lors de l'accouchement
- Présence du fœtus
- ac de transport

Mannequin de simulation d'accouchement

Le mannequin de simulation d'accouchement est conçu pour la formation à la prise en charge de la femme enceinte dans le cadre d'un accouchement ou d'une fausse couche.

Le mannequin permet de localiser la position du fœtus dans le ventre de la mère et de visualiser les différentes

étapes de l'accouchement ; ainsi, le sauveteur acquiert les gestes préparatoires à la sortie du nouveau-né.

Le mannequin (nouveau-né inclus) est livré en sac de transport avec de nombreux accessoires : placenta réaliste, cordons ombilicaux à usage unique, etc.

Descriptions

Références	Description
901 000 180	Mannequin Simulation Accouchement

Matériaux

Taille	
Poids avec sac de transport	7,2 kg
Dimensions	75 x 40 x 100 cm
Matériaux du mannequin	PVC souple et rigide

Sales Company

Ambu sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France

Tél. : (33) 05 57 92 31 50

Fax : (33) 05 57 92 31 59

Site internet : www.ambu-shop.fr
www.ambu.fr