

Kit Ambu® pour injection intra-osseuse



Caractéristiques / Bénéfices

- Formation réaliste des procédures d'injection intra-osseuse
- Repères anatomiques réalistes
- Utilisation simple
- Compresses réutilisables

Kit pour injection intra-osseuse

Le Kit pour injection intra-osseuse permet une formation réaliste.

Il permet des scénarios de formation où l'étudiant peut apprendre à identifier les repères palpables comme la rotule, le tibia et la tubérosité tibiale.

Le Kit Ambu peut être utilisé avec tous les dispositifs commercialement disponibles pour l'injection et l'application intra-osseuse en utilisant une pression réaliste.

Formation au plus proche de la réalité.

Maintenance simple et économique

Ambu fournit une solution de formation réaliste dans les moindres détails et facile d'entretien.

Le Kit permet le changement des consommables tel que l'os, la mousse et la peau.

Compatible avec les dispositifs pour la réalisation des injections intra-osseuses

Le Kit Ambu peut être utilisé avec tous les dispositifs disponibles sur le marché pour l'établissement des injections intra-osseuses.

Mise à jour facile pour les mannequins de formation existants

Ambu procure une mise à jour pratique pour vos mannequins Ambu existants en incluant la possibilité d'injections intra-osseuses.

Matériaux

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Jambe | PVC (Polychlorure de vinyle) rigide |
| Os | HDPE (Polyéthylène haute densité) |
| Compresse d'injection | IXPE Polyéthylène |
| Peau | PVC (Polychlorue de vinyle) souple |

Références de commande


| Références | Description |
|-------------|---|
| 284 000 520 | Kit pour injection intra-osseuse avec 1 os, 5 compresses d'injection, 5 peaux |
| 234 000 786 | Paire de jambes avec pantalon pour injection intra-osseuse |



Kit pour injection intra-osseuse



Kit en place sur jambe



Repères anatomiques réalistes



Placement d'une aiguille sur le kit

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu S.A.R.L.

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
FR - 33000 Bordeaux
France
Tél. +33 5 57 92 31 50
Fax +33 5 57 92 31 50
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr