

Ambu® Mannequin Tête d'intubation Enfant / Bébé



Caractéristiques principales

- Visualisation anatomique interne
- Livré sen sac de transport

Ambu® Mannequins Tête d'intubation Enfant / Bébé

Ces simulateurs d'intubation permettent de visualiser les dents, la luette, les cordes vocales, la glotte, l'épiglotte, le larynx, le cartilage aryénoïde, la trachée, l'oesophage, les poumons et l'estomac gonflables.

La couleur des cordes vocales est accentuée pour faciliter la visualisation avec un laryngoscope. Une sonde d'intubation de taille 2,5 mm pour le bébé et de 4 mm pour l'enfant sont recommandés.

Enseignements des pratiques

Intubation endotrachéale, nasotrachéale, fibroscopique, insertion du masque laryngé, d'une canule oropharyngée, nasopharyngée, de sondes d'intubation, gastriques et nasogastriques et de cathéter d'oxygène.

Livré en sac de transport avec du lubrifiant.

Descriptions

Références	Description
901 000 125	Tête d'intubation Enfant
901 000 115	Tête d'intubation Bébé

Matériaux

Taille	
Poids	1,59 Kg / 2,15 Kg

Sales Company

Ambu sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France

Tél. : (33) 05 57 92 31 50

Fax : (33) 05 57 92 31 59

Site internet : www.ambu-shop.fr
www.ambu.fr