

Ambu® aScope™ Duodeno

Duodénoscope à usage unique

FICHE TECHNIQUE

100% stérile, Ambu® aScope™ Duodeno est un endoscope à usage unique avec caméra à vision latérale, extrémité béquillable et avec un érecteur pour contrôler la position des accessoires endoscopiques compatibles.

Avec aScope™ Duodeno, vous disposez d'un nouvel endoscope aux performances fiables à chaque intervention, et sans risque de contamination croisée. De plus, il ne nécessite aucun retraitement, ni réparation ni maintenance.



Extrémité distale montrant l'érecteur utilisé avec un sphinctérotome



Manette de contrôle



BÉNÉFICES CLÉS

Stérile

Disponibilité immédiate

Aucun risque de contamination croisée des patients due au duodénoscope

Coût maîtrisé

Élimine les risques et les coûts liés au retraitement

Conception et fonction similaires à celles des duodénoscopes conventionnels

Ambu

CARACTÉRISTIQUES

Système optique

Direction de vision	Rétrovision latérale 6°
Champ de vision	130°

Section d'insertion

Diamètre extérieur de l'extrémité distale	φ 13.7 mm
Diamètre extérieur du tube d'insertion	φ 11.3 mm
Longueur utile	1240 mm

Canal opérateur des instruments

Diamètre interne	φ 4.2 mm (12.6 FR)
------------------	--------------------

Caméra

Capteur CMOS	HD
--------------	----

Section de béquillage

Plages d'angulation	Haut 120° / Bas 90°
	Gauche 90° / Droite 110°

Eclairage


Procédé d'éclairage	2 LEDs
---------------------	--------

Poids

Poids	700 g
-------	-------

RÉFÉRENCES

Référence	Description	Quantité
482001000	aScope Duodeno	Boîte de 6



L'aScope™ Duodeno est conçu pour être utilisé avec l'aBox™ Duodeno, des instruments endoscopiques (par exemple, des pinces à biopsie) et d'autres équipements auxiliaires (par exemple, un moniteur vidéo de qualité médicale) pour l'endoscopie et la chirurgie endoscopique dans le duodénum.

Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié BSI (CE 2797).

Pour toute question relative à la matériovigilance :

vigilances.fr@ambu.com ou www.ansm.sante.fr.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi.

Ambu

Distributeur :

Ambu S.A.R.L
 Les Bureaux du Parc
 Av. J.G Domergue
 FR-33070 Bordeaux
 Tél. +33 (0)5 57 92 31 50
www.ambu.fr

Fabricant :

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 DK - 2750 Ballerup
ambu.com